



Guía de referencia rápida

Explorando los archivos de vocabulario

1. Escoja **Menú > Biblioteca**.
2. Escoja uno de los archivos de vocabulario disponibles.
3. Escoja **Abrir** para explorar el archivo.
4. Repita estos pasos para ver todas las opciones.

Prendiendo el Modo de edición

Para editar un archivo de vocabulario o cualquier recurso asociado a él (páginas, botones, etcétera), tendrá que activar el Modo de edición.

Escoja **Menú > Modo de edición**.

Aparecerá un contorno alrededor de todos los botones, y aparecerán en rojo las palabras “Modo de edición” seguidas del nombre del archivo de vocabulario y la página actual, en la fila inferior de teclas.

Creando una copia de un archivo de vocabulario para personalizarlo

1. Abra el archivo de vocabulario
2. Escoja **Menú > Modo de edición**.
3. Toque **Sí**.
4. Ingrese un nombre para el archivo y seleccione **Grabar**.

O...

1. Vaya a **Menú > Biblioteca**.
2. Escoja el archivo de vocabulario que desea copiar.
3. Toque **Duplicar**.
4. Ingrese un nombre la el archivo y toque **Grabar**.

Luego de usar cualquier de los dos métodos, puede escoger el archivo nuevo de la lista y tocar **Abrir**.

Modificando la etiqueta o el mensaje de un botón

Refiérase a la *Guía de usuario de Chat Fusion* para información en torno a editar grupos de botones.

1. Vaya a **Menú > Modo de edición**.
2. Toque y sostenga el botón que desea modificar (o haga un clic derecho si está usando el Chat Editor). Abrirá un menú.

3. Toque **Editar botón** para ver las propiedades del botón.
4. Toque el cuadro de Etiqueta o Mensaje y aparecerá el teclado.
5. Ingrese el texto.
6. Toque **Grabar** para aplicar los cambios al botón.

Modificando un botón usando una imagen de la biblioteca de Chat Fusion™

1. Vaya a **Menú > Modo de edición**.
2. Toque y sostenga el botón que desea modificar (o haga un clic derecho si está usando el Chat Editor). Abrirá un menú.
3. Toque **Editar botón** para ver las propiedades del botón.
4. Toque **Encontrar** (en el equipo) o **Buscar** o **Navegar** (desde el Editor) para buscar una imagen de la biblioteca.

Si escoge Encontrar:

Esta opción abrirá una lista de categorías. Abra la categoría deseada para ver una lista de imágenes. Luego, escoja la imagen deseada y aparecerá en las propiedades del botón. Toque **Grabar**.

Si escoger Buscar:

Esta opción le permite buscar por íconos con etiquetas correspondientes. Si no encuentra la imagen deseada, ingrese un nombre nuevo en el cuadro de texto, toque **Buscar** y escoja otra imagen. Toque **Grabar**.

Si escoger Navegar:

Esta opción le permite navegar para buscar la imagen deseada. Seleccione la categoría y la imagen que quiere. Luego, toque **Grabar**.

Modificando el estilo de un botón

1. Vaya a **Menú > Modo de edición**.
2. Toque y sostenga el botón que desea modificar (o haga un clic derecho si está usando el Chat Editor). Abrirá un menú.
3. Toque **Editar botón** para ver las propiedades del botón.
4. Escoja la ventanilla de **Estilo**. Verá las propiedades de estilo del botón.
5. Las listas desplegables le permitirán escoger el color de la fuente, el texto y los márgenes, así como la fuente, el tamaño, la forma y la anchura del margen para el botón.
6. Marque **Etiqueta arriba** para escoger la posición de la etiqueta.

7. Marque **Ennegrecer**, **Itálico** o **Subrayar** para modificar el texto de la etiqueta.
8. Si desea crear una escena visual, en donde tocar la ubicación del botón hace que el equipo hable pero el botón como tal no aparece, toque **Transparente**.
9. Cuando termine de seleccionar las opciones deseadas, toque **Grabar**.

Modificando la función de un botón

Un botón puede tener múltiples funciones. Por ejemplo, hay distintas opciones de habla; puede añadir terminaciones gramaticales a palabras, despejar la barra de visualización, o borrar texto. Para modificar la función de un botón:

1. Vaya a **Menú > Modo de edición**.
2. Toque y sostenga el botón a modificar (o haga un clic derecho en el Chat Editor). Aparecerá un menú.
3. Escoja **Editar botón** para ver las propiedades del botón.
4. Vaya a la etiqueta de **Funciones**.
5. Toque la flecha **▼** para abrir una lista de funciones. (Si está usando el Editor, haga un clic en la flecha).
6. Escoja la función deseada.
7. Elimine cualquier función no deseada.
8. Para ciertas funciones, tendrá que llevar a cabo algunos pasos adicionales. Por ejemplo, si escoge una función de enlace como **Navegar** o **Visitar**, tendrá que escoger la página a la cual desea conectar el botón.
9. Toque **Grabar** (si está usando el Editor, toque **OK**).

Consejo: Añada la función de **Estado de la batería** a un botón para estar al tanto del estado de la batería del equipo y el amplificador.

Copiando y pegando un botón

Puede copiar botones y pegarlos a otros sitios. Si modifica una copia de un botón, únicamente editará esa copia.

1. Toque y sostenga el botón que desea copiar.
2. Escoja **Copiar**.
3. Toque y sostenga la nueva ubicación deseada.
4. Escoja **Pegar**.

Enlazando un botón a un teclado

1. Edite el botón que enlazará al teclado nuevo.
2. Vaya a la ventanilla de **Funciones**.
3. Toque y sostenga la función de Navegar existente (o subráyela, si está usando el Chat Editor). Si aún no hay una función de Navegar asociada al botón, escoja **Navegar** del menú desplegable.
4. Escoja el teclado nuevo de la lista de página.
5. Toque **OK**. El botón navegará al teclado nuevo.

Creando una página nueva

Las páginas son niveles de vocabulario entrelazados para crear un archivo de vocabulario particular para el usuario del equipo.

1. Vaya a **Menú > Modo de edición > Páginas**.
2. Escoja **Menú > Página nueva**.
3. Ingrese un nombre para la página.
4. Seleccione la cantidad de filas y columnas que necesita.
5. Para cambiar el color de trasfondo de la página, toque **Establecer** y seleccione un color de la paleta.
6. Para usar una imagen de trasfondo en su página, puede seguir cualquiera de los siguientes pasos:
 - Escoja **Importar** para usar una imagen que ya esté almacenada en el equipo.
 - Escoja **Encontrar** para buscar una imagen almacenada en la biblioteca de Chat Fusion.
7. Centralice la imagen o ampliela para llenar la página (estirar la imagen no cambiará su proporción, por lo cual puede ser que no llene la página totalmente).
8. Toque **Grabar**. Se creará una página en blanco en su archivo de vocabulario para comenzar a colocar botones.

Creando una copia de una página

1. Vaya a **Menú > Modo de edición > Páginas**.
2. Escoja la página que desea copiar (o haga un clic derecho si está en el Chat Editor).
3. Toque **Duplicar**.
4. Ingrese un nombre para la página nueva y toque **Grabar**.

Creando una página partiendo de una plantilla

1. Vaya a **Menú > Páginas**.
2. Escoja **Menú > Página nueva partiendo de plantilla**.
3. Escoja la plantilla deseada y toque **OK**.
4. Ingrese un nombre para la página y toque **Grabar**.

Copiando páginas de otros archivos de vocabulario

1. Vaya a **Menú > Páginas**.
2. Escoja **Menú > Importar**.
3. Escoja el archivo de vocabulario con la página deseada.
4. Escoja la página deseada y toque **Importar**.
5. Escoja el botón que enlazará a la página nueva.


Añadiendo una palabra al diccionario de pronunciación

1. Vaya a **Menú > Preferencias > Emisión del habla > Voz > Pronunciaciones**.
2. Escoja **Menú > Nuevo**.
3. Ingrese la palabra en el cuadro de pronunciación.
4. Toque **Próximo**.
5. Ingrese la palabra según se pronuncia en el cuadro de Pronunciar como.
6. Verifique si la palabra suena correctamente tocando **Pronunciar**.
7. Una vez la pronunciación de la palabra sea la adecuada, toque **OK**.
8. Toque **Grabar**.

Para editar o borrar una palabra del diccionario, toque y sostenga la palabra y escoja la opción deseada.

Copiando un archivo de vocabulario a un equipo USB

Necesitará una unidad flash con un conector micro-USB. La unidad USB que provee Saltillo tiene un conector micro-USB en un extremo que se conecta a su equipo y un conector USB 3.0 en el otro extremo que se conecta a la computadora.

1. Conecte el equipo USB al puerto USB en su equipo.
Nota: Si abre el manejador de archivos del equipo, toque el botón de **Regresar**  para cerrarlo.
2. En el equipo, seleccione **Menú > Biblioteca > Menú > Importar/Exportar**.
Nota: Puede abrir otro cuadro manejador de archivos. Dependiendo del equipo, seleccione o navegue a la unidad USB, toque el archivo deseado y toque **Seleccionar** u **OK**.
3. Aparecerá una ventana con los archivos personalizados bajo Equipos a la izquierda. Cualquier archivo que ya esté en la unidad USB aparecerá bajo Archivo de copias a mano derecha.

Para transferir archivos desde su equipo a la unidad USB:

- Seleccione cada archivo del equipo que desea copiar a la unidad USB.

- Seleccione **Copiar**, que debe estar sombreado. Se copiarán los archivos a la unidad USB. Cuando termine el proceso, aparecerán en la lista de Archivo de copias.

Para transferir archivos de la unidad USB a su equipo:

- Seleccione el archivo de la unidad USB que quiere copiar al equipo.
 - Seleccione **Al Equipo**, que debe estar sombreado. El archivo se copiará al equipo.
4. Cuando termine de transferir archivos, desconecte la unidad USB de su equipo y almacénela en un sitio seguro y/o copiar los archivos de la unidad USB a una computadora.

Transfiriendo archivos entre el equipo y el Editor

1. Abra el Chat Editor.
2. Conecte un cable USB al equipo y a la computadora con el Editor. Aparecerá en la pantalla “Modo de transferencia”.
3. Escoja el menú de **Biblioteca** desde el Editor, y seleccione **Transferir**.
4. Desde la página de transferencia, toque **Transferir vocabularios al equipo o del equipo**.

Copiando archivos del equipo al Chat Editor

1. Desde la página de transferencia, escoja el archivo de vocabulario que desea transferir del equipo a la computadora.
2. Toque el botón de **Al editor**.
3. Una vez la transferencia termine, deberá aparecer el nombre del archivo en la sección del Chat Editor en la página de transferencias.
4. Escoja **OK**.
5. Una vez haya terminado de transferir archivos, desconecte el cable USB del equipo y la computadora y vuelva al Chat Fusion.

Copiando archivos del Chat Editor al equipo

1. Desde la página de transferencia, marque el archivo de vocabulario que desea transferir del Editor al Chat Fusion.
2. Toque el botón de **Al equipo**.
3. Una vez la transferencia termine, deberá aparecer el nombre del archivo en la sección de Archivos del equipo de la página de transferencias.
4. Toque **OK**.
5. Una vez haya terminado de transferir archivos, desconecte el cable USB del equipo y la computadora y vuelva al Chat Fusion.